


Merci pour acheter l'HORLOGE et alarme contre les feux. Articles inclus:



HLAC150



vibromasseur pour lit



4 piles type D



Manuel d'utilisateur




METTEZ LE LIFETONE HL™ À CÔTÉ DE VOTRE LIT AVEC L'HAUTPARLEUR ORIENTÉ VERS LE LIT.

ETAPE 1 - SUPPLIER L'ENERGIE AU PRODUIT

1. Enlevez la porte du compartiment pour piles qui se trouve sur l'arrière du produit.
2. Insérez pour les piles alcalines D, comme indiqué dans l'illustration à droite, en respectant la polarité (+ et -) des signes dans le compartiment ouvert.
3. Remplacez la porte de la batterie en toute sécurité.
4. Branchez le HLAC150 Lifetone dans une prise électrique à proximité de votre lit.
5. Vous pouvez brancher le lit vibromasseur dans l'arrière de l'horloge maintenant ou à tout moment après qu'il a été mis en place.

Le mot **"TEST"** se met à clignoter sur l'écran. Allez à l'étape 2.

NOTE: Les batteries sont pour la sauvegarde dans le cas d'une panne d'électricité seulement. Le HLAC150 n'est pas destiné à fonctionner sur piles seules.



ETAPE 2 - COMPATIBILITÉ ALARME

Ce test important sera de déterminer si vos avertisseurs de fumée sont compatibles avec le HL™ Lifetone.

1. Le mot **"TEST"** clignote sur l'écran. Appuyez sur la touche rouge Test / Silence sur le bouton à l'arrière de l'horloge. Le mot **"TEST"** s'arrête de clignoter pendant 30 à 50 secondes.
2. Lorsque **"TEST"** clignote à nouveau, localisez le détecteur de fumée le plus éloigné que vous voulez détecté.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de test du détecteur de fumée jusqu'à ce que les sons d'alarme Lifetone les HL™. Entre 2 et 6 cycles d'alarme de fumée T3 (groupes de 3 bips) sera nécessaire. Cela prend environ 10 à 30 secondes.
4. Lorsque les sons d'alarme Lifetone HL™ et **"Fire"** apparaît sur l'écran, le test a été un succès.
5. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le rouge Test / Silence sur le bouton à l'arrière de l'horloge.
6. Si tous les tests sont réussis, le "12 heures" option d'affichage du temps se met à clignoter sur l'écran, et vous pouvez maintenant régler l'horloge. Passez à l'ÉTAPE 3.

Note: Si l'horloge clignote tous les segments, comme indiqué ci-dessous et les bips à intervalles courts, votre avertisseur de fumée n'a pas été détecté ou n'est pas compatible avec la HL™ LIFETONE.




Débranchez l'horloge et enlevez une batterie. Répétez la mise en place en commençant par ETAPE 1 - ALIMENTATION DU PRODUIT. Vous devrez peut-être choisir une alarme de fumée plus proche. Si le test de compatibilité échoue à nouveau, le détecteur de fumée n'est pas peut-être compatibles. Débranchez l'horloge et enlevez les piles. Voir la section intitulée «TEST SUCCOMBE COMPATIBILITÉ avertisseurs de fumée» dans le manuel de l'utilisateur.

Appuyez sur **TEST / SILENCE** bouton pour commencer le test.



Appuyez sur **Test/Silence** bouton pour éteindre l'alarme.





Test réussi. Vous pouvez maintenant régler l'horloge.

ETAPE 3 - CONFIGURATION DE L'HORLOGE

1. Sur l'affichage du temps, "12hr" clignote. Pour sélectionner une période de 24 heures, appuyez sur + ou -.
2. Appuyez sur CLOCK SET. L'heure se met à clignoter. Pour changer l'heure, appuyez sur + ou -.
3. Appuyez sur CLOCK SET. Les minutes se mettent à clignoter. Pour changer les minutes, appuyez sur + ou -.
4. Appuyez sur CLOCK SET. L'année clignote. Pour changer l'année, appuyez sur + ou -.
5. Appuyez sur CLOCK SET. Le petit "m" et "d" se met à clignoter. Pour passer à un affichage du jour-et-unième de la date, appuyez sur + ou -.
6. Appuyez sur CLOCK SET. Le mois clignote. Pour changer le mois, appuyez sur + ou -.
7. Appuyez sur CLOCK SET. Le jour se met à clignoter. Pour changer le jour, appuyez sur + ou -.
8. Appuyez sur CLOCK SET. Le "E" (pour l'anglais) se met à clignoter. Pour changer de l'espagnol ou en français, appuyez sur + ou -.
9. Appuyez sur SET CLOCK.

REMARQUE: Chaque fois que vous avez besoin de réinitialiser l'horloge, appuyez et maintenez CLOCK SET jusqu'à ce que le clignotement de la "12hr" apparaisse, et répétez toutes les parties de l'étape 3.

Boutons sur le haut de la HL.™




ETAPE 4 - REGLAGE DE L'ALARME REVEIL

1. Appuyez sur ALARM SET jusqu'à ce que les heures clignotent de réveil. Pour régler l'heure, appuyez sur + ou -.
2. Appuyez sur ALARM SET. Les minutes se mettent à clignoter. Pour régler les minutes, appuyez sur + ou -.
3. Appuyez sur ON / OFF pour activer ou désactiver l'alarme de réveil. Le symbole de la cloche en bas à gauche apparaît ou disparaît pour indiquer si l'alarme est active ou inactive.

Vous pouvez régler le volume de votre réveil alarme haute ou basse avec le HI - LO interrupteur à glissière sur le dessus. S'il ya une urgence d'incendie, l'alarme retentit au volume maximum.

REMARQUE: Chaque fois que vous avez besoin de réinitialiser le temps de réveil, appuyez sur le bouton ALARM SET jusqu'à ce que l'heure clignote et répétez toutes les parties de l'étape 4.





RÉSOLUDRE LES MESSAGES D'ERREUR

Batteries: Si l'horloge clignote "BATT" et sonne à intervalles d'une minute, les batteries n'ont pas été installés, ont été installés avec l'inversion de polarité, ou sont en dessous de la tension requise. Retirez-les et insérez à nouveau ou les remplacer si nécessaire. Veillez à faire correspondre la polarité (+ et -) des signes dans le compartiment à piles. Pour conserver la compatibilité de votre set-up, laissez l'horloge branché alors que vous changez les piles.

Vibromasseur du lit: Si l'écran clignote "lits" et l'horloge sonne, le vibromasseur du lit est venu débranché. Mettez la fiche du vibreur du lit dans la prise sur l'arrière de l'horloge.

REMARQUE: Si vous décidez que vous ne voulez pas utiliser le shaker lit après qu'il ait été installé, débranchez le vibromasseur du lit, puis appuyez et maintenez le rouge Test / Silence sur le bouton à l'arrière de l'horloge pendant 2 secondes. Cela commence un manuel d'auto-test qui permettra d'afficher "TEST" de 10 à 20 secondes, la sonnette d'alarme d'incendie une fois, et «recycler» l'horloge de fonctionner sans un shaker lit.

REMARQUE: Chaque fois que vous souhaitez restaurer l'utilisation du vibromasseur du lit, il suffit de le brancher.



S'IL VOUS PLAÎT LISEZ COMPLETEMENT LE MANUEL POUR LES autres directions, caractéristiques des produits et la garantie

Pour plus d'informations, rendez-vous ou composez le 1-800-648-7923 www.lifetonesafety.com Service à la clientèle

MODÈLE HLAC150

GARDEZ CETTE GUIDE RAPIDE DANS UN ENDROIT DE SECURITÉ.

Doc# LTQSG150F130713

lifetone
TECHNOLOGY™

800 Research Parkway, Suite 339
Oklahoma City, OK 73104